

### Versturen van röntgenfoto's vanaf CD

- Cd in de computer, er opent vanzelf een scherm.
- Daar kiest u "Agfa viewwer.exe uitvoeren"
- Links in het scherm ziet u de naam van eigenaar en naam van het paard. Daarvoor staat een klein plus teken. Daarop klikken klappen alle foto's uit die op de cd staan.
- Klik 2 keer op de eerste foto, deze vergroot uit.
- Maak ergens op uw computer een nieuw mapje aan waar u de foto's op kan slaan.
- Ga bovenin de balk naar Afbeelding, Exporteren en het mapje kiezen waar u ze op wil slaan
- Daarna klikt u 2 x op de volgende foto in het linker rijtje zodat die foto weer vergroot (dit kan even duren).
- "Exporteren" en weer opslaan in het mapje.
- Dit herhaalt u tot elke foto op de computer staat.
- Nu staan de foto's op de computer en kunt u ze toevoegen aan bijvoorbeeld een e-mail